

# TOP SPLINT

## ■ 제품규격

특허 등록 : 제 10-1781630호    디자인등록 : 제 30-0908942호

모델명	폭 SIZE	BOX	보험코드
SHORT ARM	SA-2	2"	5 개
	SA-3	3"	5 개
	SA-4	4"	5 개
LONG ARM	LA-3	3"	5 개
	LA-4	4"	5 개
	LA-5	5"	5 개
SHORT LEG	SL-3	3"	5 개
	SL-4	4"	5 개
	SL-5	5"	5 개
LONG LEG	LL-3	3"	5 개
	LL-4	4"	5 개
	LL-5	5"	5 개



## ■ 제품의 특징

- ① 기존 스프린트 성형 시 환부에 밀착 후 탄력붕대로 고정하는 불편함을 개선하여 스프린트에 부착된 가이드 탈부착 벨크로로 성형 시술이 간편하고 편리하다.
- ② 발목이나 팔꿈치 부위를 X자 모양으로 고정하여 발목이나 팔꿈치의 지지가 편안하고 착용감이 뛰어나다.
- ③ 발꿈치, 팔꿈치의 스프린트 접힘 부위를 미리 만들어준 후 출고되므로 접힘 부위가 깔끔하고 시술이 간편하다.
- ④ 탈부착이 용이하다.
- ⑤ 착용감이 뛰어나고 성형이 우수하다.

www.pycacci.com  
MADE IN KOREA

# PYCACCI

PYCACCI CAST  
PYCACCI SPLINT  
TOP SPLINT

# PYCACCI

(주)파이카치메디칼

주소:경기도 김포시 대곶면 산자외로 116 | TEL, 031)996-9956 | FAX, 031)996-9980 | www.pycacci.com

## 회사소개 및 인사말

당사는 정형외과용 부목 CAST와 SPLINT를 생산, 판매하는 업체로, 다년간 정형외과 보호대를 병원에 직접 납품한 스투리통상의 자회사입니다.

스투리통상의 오랜 경험과 노하우로 최고의 제품, 최고의 품질을 목표로 삼아 고객의 편리하고 건강한 삶을 만족시키기 위해 노력하겠습니다.

(주)파이카치메디칼 모든 임직원은 정직과 신의를 생명으로 최선을 다하여 한마디 말보다 한결같은 모습으로 성장하겠습니다.

감사합니다.

## ■ 회사 연혁

1997년 3월 파이카치 모기업 스투리통상 설립

1999년 12월 보장구 제조 수리업 허가 (제99-1호)

2004년 4월 양천구 재활보조기 수리센터 지정 (제2호)

2009년 5월 파이카치메디칼 설립

2009년 5월 의료기기 제조업 허가(제2902호)

2009년 8월 KGMP 인증

2010년 2월 FDA 등록 (3008240975)

2010년 2월 은나노 및 솔향 CAST, SPLINT  
실용신안등록출원(20-2010-0001270)

2012년 9월 (주) 파이카치메디칼 법인 전환

2012년 12월 ISO13485 인증 (K-MD-1089)

2017년 5월 TOP SPLINT 디자인 등록 (제 30-0908942호)

2017년 9월 TOP SPLINT 특허 등록 (제 10-1781630호)

## 파이카치 케스트 (폴리에스터, 유리섬유)

PYCACCI CAST는 부목으로 정형외과 질환이나 외상을 입은 경우 골절된 뼈의 접합이나, 붓거나 다친 관절의 고정 상태를 유지하기 위하여, 그리고 뒤틀리고 빈 인대와 근육조직의 지지와 고정을 위하여 다친 부위를 부분적 또는 전체적으로 보호해 줌으로써 치료효과를 높여주는 제품입니다.



### ■ 제품특징

- ① 탄력성이 뛰어나 성형하기 쉽고 착용감이 좋습니다.
- ② 시술 후 X-Ray 촬영이 가능하며 접골 및 치료 상태를 쉽게 확인 가능하다.
- ③ 통기성이 우수하여 가려움증 등의 피부자극이 적다.
- ④ 가볍고 강도가 강하여 시술 후 행동이 훨씬 자유로울 수 있다.

### ■ 제품규격

SIZE	IN BOX	OUT BOX
2inch x 4yds (5,0cm x 3,6m)	10	120
3inch x 4yds (7,5cm x 3,6m)	10	120
4inch x 4yds (10,0cm x 3,6m)	10	90
5inch x 4yds (12,5cm x 3,6m)	10	90

### ■ 보관 주의사항

본 제품은 수분 경화용 제품이며 외부 변화에 민감하므로 보관이 중요합니다. 보관 온도는 10 ~ 35℃ 입니다. 저온에서 장시간 있었을 경우 밀에 제품과 위 제품을 서로 위치변동 시켜주고 상온에서 시간 이상 경과 후 사용바랍니다.

### ■ 사용방법

- ① 스타키넷을 먼저 신고 그 위에 솜 붕대를 감습니다.
- ② 캐스트를 개봉합니다.
- ③ 장갑을 착용합니다.
- ④ 25 ~ 30℃의 물에 20초가 담귀 약간 짜줍니다.
- ⑤ 환부에 나선형으로 겹쳐 틈이 벌어지지 않도록 1회 감은 부위를 반드시 지나 되감기를 합니다.



## 파이카치 스프린트 (폴리에스터, 유리섬유, 부직포)

PYCACCI SPLINT는 정형외과용부목으로 뼈나 인대 접질림(염좌) 등의 질환에 적용되어 환자의 환부 보호와 안전하게 지지, 고정해주는 목적으로 사용되는 반 깃스 형태의 제품입니다.

### ■ 제품특징

- ① 8겹의원단(폴리에스터, 유리섬유)을 사용하여 고정력, 강도 향상 및 뒤틀림 방지.
- ② 시술 후 X-Ray 촬영이 가능하며 접골 및 치료 상태를 쉽게 확인 가능하다.
- ③ 환자들의 다양한 체형에 시술이 용이합니다.



### ■ 사용방법

- ① 치료 부위에 맞는 제품을 개봉하여 물(20 ~ 25℃)에 3 ~ 5초 동안 담근 후 한두 번 짬다.
- ② 피부에 접촉하는 면의 수분을 타올 등으로 적당히 제거한다.
- ③ 하지 부직포 방향이 치료부위로하여 시술한다.
- ④ 손으로 몰딩(Moulding)하면서 치료부위에 맞게 형태를 잡는다.
- ⑤ 탄력붕대로 감아 고정시킨다.
- ⑥ 시술 후 약 20분 정도 지나면 완전히 경화된다.

### ■ 보관 주의사항

- ① 본 제품은 수분 경화용 제품이며 외부 변화에 민감하므로 보관이 중요합니다.
- ② 보관 온도는 10 ~ 35℃ 입니다.
- ③ ROLL SPLINT의 경우 각 부위에 알맞게 자른 후 남은 제품은 클립으로 외부 공기 차단하여 보관합니다.

### ■ 스프린트 제품규격

TYPE	SIZE	IN BOX	OUT BOX
ONE STEP	2inch x 10inch (5,0cm x 25,0cm)	10	120
	3inch x 12inch (7,5cm x 30,0cm)	10	90
	3inch x 35inch (7,5cm x 87,5cm)	10	60
	4inch x 15inch (10,0cm x 37,5cm)	10	90
	4inch x 30inch (10,0cm x 75,0cm)	10	60
	5inch x 30inch (12,5cm x 75,0cm)	10	60
ROLL	5inch x 45inch (12,5cm x 112,5cm)	5	30
	2inch x 5yds (5,0cm x 4,5m)	1	8
	3inch x 5yds (7,5cm x 4,5m)	1	8
	4inch x 5yds (10,0cm x 4,5m)	1	4
	5inch x 5yds (12,5cm x 4,5m)	1	4
	6inch x 5yds (15,0cm x 4,5m)	1	4